

ブローサポート

●20g×10袋／箱

●65g×10袋／箱

ブローサポートは

海藻特有の粘り成分=天然高分子「アルギン酸」から

作られた 高純度の多目的ローションです

安全な保湿剤、潤滑剤として幅広くご利用いただけます



ご使用方法



1

清潔な容器に400～600mlの水または温湯を用意し、ブローサポート1袋(20g)を入れます。

※大袋(65g入り)の場合は1～2リットルの水または温湯をご用意下さい。

2

ダマがなくなるまでよくかき混ぜて溶かして下さい。十分に溶けると、糸引き性の高いヌルヌルした液になります。

3

水の量を加減することで、粘性の強弱を変えることができます。



水の量が少なめ



水の量が多め

使用上の注意

- 本品は直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。
- ブローサポートは食品グレードの素材ですが、食品ではありませんので口に入れないで下さい。
- 溶かした液を長期間保管すると腐敗するおそれがあります。溶解後は速やかにご使用いただき、残った液は廃棄して下さい。
- 本品は吸水すると膨潤し、粘滑性を帯びますので、床に落ちた粉は掃除機で吸い取るか、大量の水で洗い流して下さい。

【販売元】

【製造元】

株式会社キミカは、世界中の最も優れた海藻原料を厳選し高品質なアルギン酸を製造しています



Marine Biopolymers
Alginate

株式会社キミカ

東京本社
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-4-1
Tel. 03-3548-1941 / Fax. 03-3548-1942
E-mail : tokyo-office@kimica.jp